



گزارش کار اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی

استاد دکتر :

اعضای گروه

هدف آزمایش: قلیاییت و اندازه گیری سختی آب

تاریخ آزمایش

<http://saeedchemist.blog.ir>

## تئوری:

وجود املاح کلسیم و منیزیم سبب سختی آب ها می شود. برخی املاح دیگر نظیر آهن، منگنز، آلومینیوم، باریوم و استرانسیوم که به ندرت در آب یافت می شوند می توانند سختی آب را بالا ببرند ولی در هر حال سختی کل مربوط به غلظت کاتیون های کلسیم و منیزیم است، چنانچه املاح این کاتیون ها بصورت کربنات و بیکربنات باشد به آن سختی کربناته و اگر بصورت سولفات : کلراید، نیترات، فسفات و... باشند به آن سختی غیر کربناته می گویند. آب مورد آزمایش باید عاری از رنگ و کدورت باشد چون این عوامل می توانند بر روی واکنش تاثیر گذاشته و ایجاد مزاحمت نمایند. سختی را می توان با دو روش اندازه گیری نمود:

- ۱- روش محاسبه
- ۲- روش حجم سنجی با استفاده از محلول EDTA در حضور معرف اریو کروم بلک تی

### • روش محاسبه:

در این روش با اندازه گیری غلظت یون های کلسیم و منیزیم و با استفاده از فرمول زیر مقدار سختی محاسبه می شود:

مقدار سختی کل بحسب میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم برابر است با:

$$(\text{میلی گرم در لیتر یون منیزیم}) \times 4/118 + (\text{میلی گرم در لیتر یون کلسیم}) \times 2/497$$

### • روش حجم سنجی:

در این روش با استفاده از محلول استاندارد EDTA در محیط بافر آمونیکال و در حضور معرف اریوکروم بلک تی، سختی کل آب اندازه گیری می شود.

تجهیزات و مواد مورد نیاز جهت انجام قلیاییت و سختی:

بشر ۱۰۰ میلی لیتری پیرکس یا - محلول قلیایی با غلظت مجھول - چراغ بو نزن و سه پایه و توری نسوز-کاغذ صافی استوانه مدرج-شناسگر موروکساید-شناسگر EBT (اریو کروم بلک تی)-باfer آمونیکال با ۱۰-PH-EDTA-با غلظت معلوم-سدیم تیو سولفیت-معرف فنل فتالیین و متیل اورنژ-اسید سولفوریک با غلظت مشخص

معرف آمونیکال چیست؟

محلول بافر آمونیاکی: ۱۶/۹ گرم کلرور آمونیوم را در ۱۴۳ میلی لیتر آمونیاک غلیظ حل کرده سپس ۱/۱۷۹ گرم پودر خشک نمک سدیم EDTA دو آبه و ۰/۷۸ گرم سولفات منیزیم ۷ آبه یا ۰/۶۴۴ گرم کلرید منیزیم ۶ آبه را در ۵۰ میلی لیتر آب م قطر حل نموده و این محلول را به محلول آمونیاکی فوق افزوده و تا ۲۵۰ میلی لیتر رقیق می کنیم این محلول در ظروف شیشه ای یا پلاستیکی مناسب تا یک ماه پایدار است.

نوع تجاری بافر آمونیکال بدون بو که حاوی نمک EDTA می باشد نیز موجود است.

روش آزمون:

۲۵ میلی لیتر آب شهر را برداشته و آن را در داخل اrlen ریخته و به آن ۲-۱ میلی لیتر بافر آمونیکال (یا کمی پودر جامد) در زیر هود ریخته تا pH آن به ۱۰ برسد، معمولاً ۱ میلی لیتر بافر این pH را تامین می کند. سپس ۱/۰/۲ گرم معرف اریو کروم بلک تی به آن می افزاییم که منجر به ایجاد رنگ قرمز می شود، سپس نمونه را با محلول EDTA ۱۲,۰,۰ نرمال تا پیدایش رنگ آبی تیتر می کنیم و از روی حجم EDTA مصرفی و با استفاده از فرمول زیر، سختی کل را محاسبه می کنیم:

برای سختی کل حجم مصرفی از EDTA برابر با ۳ میلی لیتراندازه گیری شد.

از آن جایی که مولاریته آن برابر است و EDTA به نسبت ۱ به ۱ با کلسیم و منیزیم واکنش می دهد (ظرفیت EDTA برابر ۲ است):

$$3\text{ml EDTA} \times \frac{0.06 \text{ Mol}}{1000 \text{ ml}} \times \frac{1 \text{ Mol } \text{Ca}^{2+}, \text{Mg}^{2+}}{1\text{mol EDTA}} \times \frac{1}{0.025\text{L}} \times \frac{1 \text{ Mol CaCO}_3}{1\text{mol } \text{Ca}^{2+}, \text{Mg}^{2+}} \times \frac{100\text{grcaco}_3}{\text{mol CaCO}_3} \times \frac{1000\text{mgcaco}_3}{1\text{grcaco}_3} = 720 \text{ PPm}_{\text{CaCO}_3}$$

انواع سختی :

- سختی کلسیم CaH Calcium Hardness
- سختی منیزیم MgH Magnesium Hardness
- سختی کل TH Total Hardness
- سختی دائم Permanent Hardness
- سختی موقت Temporary Hardness

= بر حسب میلی گرم کربنات کلسیم بر لیتر) سختی کل

ایجاد قلیائیت در آب

اسیدیته و قلیائیت آب ، هر دو به مقدار CO<sub>2</sub> محلول در آب بستگی دارند. CO<sub>2</sub> در آب حل شده و اسید کربنیک تولید می کند. اسید حاصله در داخل آب ، یو نیزه شده و پروتون و یون بی کربنات ایجاد می کند. پروتون با کربنات کلسیم ترکیب شده و با تولید بی کربنات باعث تبدیل کربناتها به بی کربنات می شود و در نتیجه حلالیت کربنات کلسیم در آب افزایش می یابد.

## شکلهای گوناگون $\text{CO}_2$ محلول در آب در PH های مختلف

CO<sub>2</sub> محلول در آب در PH کمتر از ۴ به صورت اسید کربنیک می‌باشد. با افزایش PH ، اسید کربنیک به بی‌کربنات تجزیه می‌شود. در  $\text{PH}=6,3$  مقدار اسید کربنیک و بی‌کربنات در آب با هم برابر می‌باشد. در  $\text{PH} = 8,3$  ، فقط بی‌کربنات وجود دارد و با افزایش مجدد PH مقدار کربنات در محلول بیشتر می‌شود، بطوری که در  $\text{PH} = 10,3$  مقدار کربنات و بی‌کربنات باهم برابرد. در  $\text{PH} > 11,3$  فقط کربنات در محیط وجود دارد

### وسایل و مواد مورد نیاز

بشر ۱۰۰ میلی لیتری پیرکس یا - محلول قلیایی با غلظت مجهول - چراغ بو نزن و سه پایه و توری نسوز-کاغذ صافی استوانه مدرج-شناسگر مورو کساید-شناسگر EBT (اریو کروم بلک تی)-بافر آمونیکال (NH<sub>4</sub>OH)

## روش اندازه گیری TDS آب(روش عملی)

۱- ۱ میلی لیتر آب نمک را از صافی مخصوص عبور می دهیم تا مواد معلق و کلوئیدی آن گرفته شود.

TDS مربوط به کل جامدات حل شده است، پس باید مواد نا محلول را جدا کرد.

۲- آب نمک صاف شده را در بوته چینی وزن شده یا بشر وزن شده ( $M_1$ ) می ریزیم.

۳- آب نمک را روی حمام بخار تبخیر می کنیم تا زمانی که حجم آن به یک سوم مقدار اولیه برسد.

این مقدار که تبخیر می شود فقط شامل آب خالص بوده و تاثیری در محاسبات ندارد.

۴- بقیه آب نمک را داخل بن ماری در دمای ۱۰ سانتی گراد قرار داده و یا در دمای اتاق کم کم تبخیر شده و در انتهای جامدات ته ظرف باقی بماند. آرام سرد شدن باعث می شود رسوب های درشت تری داشته باشیم.

۵- پس از سرد کردن بشر در دمای اتاق و توزین آن ( $M_2$ ), TDS به صورت زیر محاسبه می شود:

$$M_1 = 103.60 \text{ gr} \quad (\text{وزن بشر خشک})$$

$$M_2 = (\text{وزن بشر و رسوب های باقی مانده در ته آن})$$

$$V = \text{حجم نمونه بر حسب لیتر}$$

$$\frac{M2 - M1(mgr)}{V(L)} = \frac{-0.1036}{0.1} = ppm$$

**مزیت های روش وزن سنجی بر روشن دستگاهی در محاسبه TDS**

- ۱- مناسب ترین و ارزان ترین روش محاسبه است و همیشه در دسترس است.
  - ۲- خطای کمتری نسبت به روش دستگاهی دارد.
  - ۳- در غلظت های بالای محلول برای دستگاه مشکل پیش می آید.(دستگاه تا غلظت مشخصی می تواند با خطای کمی اندازه گیری مناسب داشته باشد. در محدوده خاصی از غلظت منحنی کالیبراسیون برای دستگاه خطی است).
- از طرفی دیگر باید بدانیم:

همه روش ها را باید بدانیم، زیرا در همه آزمایشگاه ها دستگاه وجود ندارد.

**مزیت روش دستگاهی بر روشن های وزن سنجی**

- ۱- سریع تر است و نیازی به محاسبه ندارد. در حجم های بالا و تعداد بالای نمونه مناسب تر است.

۲- تکرار پذیری و دقت بیش تری دارد.

**روابط بین هدایت الکتریکی و TDS**

الف) برای محلول های رقیق:

$$TDS = 0.5EC$$

ب) برای آب با  $\text{PH}=5$  که دمایی بین  $10-40$  درجه سانتیگراد: (دما بر حسب درجه کلوین)

$$TDS = 0.5(1.02)^{T-5}$$

ج) برای آب طبیعی و صنعتی:

$$TDS = 0.55EC$$

د) برای آب با درصد کلر بالا:

$$TDS (\text{ppm}) \sim 0.9 EC (\mu\text{S}/\text{Cm})$$

ه) برای آب های با درصد بی کربنات بالا

$$TDS (\text{ppm}) \sim 0.55 EC (\mu\text{S}/\text{Cm})$$

و) برای آب های با درصد سولفید بالا

$$TDS (\text{ppm}) \sim 0.75 EC (\mu\text{S}/\text{Cm})$$

TDS(ppm)	EC ( $\mu\text{S}/\text{Cm}$ )	دما(درجه سيلسيوس)	نمونه
۱۰۹۲,۸	۱۹۸۷ ( $\mu\text{S}/\text{Cm}$ )	۳۰,۳	آب شهر(دستگاهی)
۱۹۹۱۰	۳۶۲۰ ( $\mu\text{S}/\text{Cm}$ )	۳۰,۶	آب نمک(دستگاهی)
		۳۰	آب نمک (روش وزن سنجی)

محدودیت دستگاه هدایت سنجی در مورد محلول های غلیظ چیست؟

افزایش غلظت تا حدی معین، یونها را افزایش می دهد اما افزایش غلظت بیش از حد باعث کاهش آزادی یونها می شود. افزایش بر هم کنشهای بین یونی باعث خطا در محاسبه هدایت می شود به این صورت که تعداد یون ها افزایش می یابد ولی به دلیل برهم کنش های بین یون ها هدایت به همان میزان افزایش پیدا نخواهد کرد.

نکته: سرعت خورندگی آب در شرایط یکسان با افزایش TDS و یا EC افزایش می یابد و نیز با افزایش هدایت الکتریکی آب، درجه یونیزاسیون نمک های آب کاهش می یابد.

