

باسمہ تعالیٰ

شناخت

وسایل آزمایشگاه

و کاربرد آن ها



کلاس ششم دبستان شاهد شهید محمود باقری
۹۱-۹۲



قال على عليه السلام:

اوضع العلم ما وقف على اللسان و ارفعه ما ظهر في الجوارح و الاركان. (نهج البلاغه، حکمت 92)

پست ترین دانش، دانشی است که در سطح زبان، متوقف شود و والاترین دانش، آن است که در کل وجود فرد، ظاهر و منعکس گردد.

فهرست

صفحه	عنوان
۰	مقدمه :
۵	لوله آزمایش
۶	برس لوله شو
۷	بشر
۸	ارلن تخلیه
۸	جا لوله ای
۹	در پوش پلاستیکی
۱۰	بالن
۱۱	استوانه مدرج
۱۲	قیف ساده
۱۳	لوله تیل
۱۴	شیشه ساعت
۱۴	ظرف پتربی
۱۵	بوته چینی یا کروزه چینی
۱۵	هاون چینی
۱۶	قطره چکان
۱۶	شیشه قطره چکان
۱۶	پیپت
۱۷	پوآر (یا پیپت پر کن)
۱۸	آبغشان (پیست)
۱۸	چراخ الکلی
۱۹	چراخ بونزن
۱۹	سه پایه فلزی و توری نسوز
۲۰	قیف جدا کننده
۲۰	ذردین
۲۱	عدسی واگرای (مکر)
۲۲	واگرایی نور در عدسی واگرایی واقعی
۲۲	عدسی همگرا (محدب)
۲۳	آینه ی کوژ (محدب)
۲۴	آینه کاو :
۲۵	منشور یا شوشه
۲۷	میکروسکوپ
۳۳	آماده کردن نمونه میکروسکوپی
۳۵	قرقره
۳۶	آهنربا
۳۸	موتور الکتریکی
۴۰	پریسکوپ پیرایین

٤١	زیباوین
٤١	دیاپازون
٤٢	کاغذ PH
٤٣	نیرو سنج

آموزش و پژوهش یکی از زیرساخت‌های اصلی هر جامعه‌ای جهت رشد، توسعه و پیشرفت شهروندان محسوب می‌شود. اگر پذیریم که علوم در تعیین جایگاه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه نقش مؤثری دارد، آنگاه به اهمیت آموزش علوم و نیز لزوم همگانی کردن آن بیشتر پی می‌بریم. آموزش علوم و فناوری یکی از پایه‌های اساسی آموزش و پژوهش است که تاثیر مستقیم آن در توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و افزایش سرمایه‌های مادی و معنوی یک جامعه به خوبی مشخص شده است. از مهمترین دست آوردهای آموزش علوم در مدارس، تربیت افرادی است که دارای معلومات و آگاهی‌های لازم هستند تا بتوانند منطقی فکر کرده و آگاهانه تصمیم بگیرند. فعالیتهای آزمایشگاهی همواره نقشی کانونی و بر جسته در برنامه درسی آموزش علوم تجربی داشته اند و دیگران علوم بر این باور بوده اند که از درگیر کردن دانش آموزان با فعالیتهای آزمایشگاهی بهره‌های فراوان می‌توان گرفت. انجام آزمایش در علوم تجربی، نقش مؤثری در یادگیری عمیق و پایدار دانش آموز دارد و این امر نه تنها سبب ایجاد انگیزه در دانش آموزان می‌شود، بلکه آنها را با مراحل اکتشاف علم و روش علمی آشنا می‌کند تا مطالب را از نو کشف و تجربه کنند.

انجام آزمایش به مجموعه‌ای از اعمال و فعالیتها گفته می‌شود که به منظور شناخت پدیده‌ها برای سنجش فرضیه‌ها انجام می‌گیرد و موجبات دست ورزی و کسب مهارت و تجربه را فراهم می‌سازد. در انجام آزمایش ممکن است از ابزار و وسائل خاصی استفاده شود. بیشتر فعالیتهای مربوط به انجام آزمایش در محیط ویژه‌ای بنام آزمایشگاه صورت می‌گیرند. آزمایشگاه می‌تواند از اتفاقی مجهز به ابزار، وسائل و مواد آموزشی گوناگون تا مکانی مربوط به زندگی روزمره متغیر باشد. پس هر جایی را که امکان پژوهش علمی (ساده و پیچیده) وجود داشته باشد، می‌توان آزمایشگاه تلقی کرد. فعالیتهای آزمایشگاهی برای رسیدن به هدف‌های گوناگونی انجام می‌شوند و بستگی به دوره‌های تحصیلی و نیز آموزشی یا پژوهشی بودن آنها دارند. منظور اساسی از این فعالیتها، آشنا ساختن دانش آموزان با ماهیت روش پژوهش علمی، از قبیل مشاهده، جمع آوری و سازماندهی اطلاعات و نتیجه گیری منطقی از آنهاست. برای تحقق این اهداف نیاز است تا ابزارهای آزمایشگاهی مورد استفاده برای انجام آزمایش معرفی و دانش آموزان با کاربرد آنها آشنا شوند به همین منظور این ابزار در قالب کتابچه‌ای جهت استفاده همکاران و دانش آموزان گرد آوری شده است.

وسیله‌ای شیشه‌ای با پهنازی حدود ۱ الی ۲ سانتی متر و طولی حدود ۲۰ تا ۵ سانتی متر

مقدار کمی از مایع را در خود جای می دهد و وسیله‌ای برای اندازه گیری نیست اما می توان واکنشی را در آن مشاهده کرد.



برس لوله شو

برس که برای شستن و تمیز کردن جدار داخلی لوله‌ی آزمایش کاربرد دارد.



ظرفی است شبیه ای استوانه ای شکل (مدرج وغیر مدرج) که در یک طرف لبه آن فرورفتگی وجود دارد این فرورفتگی انتقال مایع به ظرف دیگر را آسان می کند. بشر در اندازه های حجمی مختلف موجود است. آن را روی سه پایه و توری نسوز قرار می دهد و برای گرم کردن و صاف کردن کاربرد دارد.




(Erlenmeyer flask) ارن

ارلن (یا ارلن مایر) یک ظرف مخروطی با گردن نسبتاً باریک در حجم‌های مختلف است و قسمت بالای آن باریک‌تر و اندازه برگشته و قیفی شکل است، بدین وسیله هم می‌توان از ریختن مایع به بیرون جلوگیری کرد و هم می‌توان مایع را به داخل آن آسانتر ریخت. ارلن ممکن است ساده یا مدرج باشد. از نوع مدرج آن برای برداشتن حجم معینی از مایع یا تعیین تقریبی حجم مایع استفاده می‌شود اما نوع ساده آن برای استفاده از کارهای گوناگون مانند گرم کردن مایعات، مخلوط کردن و حتی نگه داری مایعات و یا به عنوان جمع کننده محصول تقطیر در عمل تقطیر و یا جمع کننده مایع خارج شده از قیف جدا کننده در هنگام عمل استخراج نیز استفاده می‌شود.



ارلن تخلیه

از گردن ارلن لوله کوتاهی به عنوان خروجی از آن جدا می‌شود. از ارلن تخلیه برای صاف کردن با خلا و یا تهیه مواد گازی استفاده می‌شود.



جا لوله‌ای (Test tube Rack)

وسیله ای چوبی، پلاستیکی و فلزی که برای نگهداری لوله آزمایش کاربرد دارد.






در پوش پلاستیکی (چوب پنه) :

برای بستن در ب لوله آزمایش و ارلن به کار میروند.

گیره

وسیله ای فلزی یا چوبی که برای نگهداری لوله آزمایش به هنگام گرم کردن و گرفتن وسایل داغ به ویژه بوته به کار می روند.




بالن (Volumetric flask)

بالن بر دونوع می باشد نبالن معمولی که خود بر دونوع ته گرد و ته صاف می باشد و بالن حجمی یا بالن ژوژه که بالنی است با گردن

بسیار باریک و دراز که بر روی قسمتی از گردن آن خطی وجود دارد که حجم دقیق بالن را مشخص می کند. این ظرف برای محلول

سازی دقیق و به حجم رساندن محلول ها و نیز رقیق سازی آنها مورد استفاده قرار می گیرد.




استوانه مدرج (Graduated Cylinder)

استوانه ای است پایه دار در حجم های مختلف که از آن می توان برای برداشت و انتقال حجم های بزرگتر از پیپت استفاده کرد (دقت

پیپت را ندارد) عموماً دارای پهنه شیشه ای است که می تواند آن را روی میز به طور قائم نگهدارد. لبه آن مانند بشر، برگشته

شیارمانندی برای خالی کردن محلول دارد. تفاوت درجه بندی آن با بورت و پیست در این است که درجه های کوچکتر آن در پایین قرار دارد.




قیف ساده

از قیف برای انتقال محلول از ظرفی به ظرف دیگر استفاده می شود.



لوله تیل (Thiele tube)

یکی از ابزار آزمایشگاهی شیشه‌ای است که معمولاً برای تعیین نقطه ذوب و جوش مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار شباهت زیادی به لوله آزمایش دارد با این تفاوت که یک لوله رابط مانند یک دسته قسمت پایینی و میانی لوله را به هم متصل می‌کند.



شیشه ساعت (Watch glass)

شیشه ساعت ابزاری شبیه شیشه ساعت است و در اندازه های مختلف ساخته می شود. از شیشه ساعت برای تبخیر سریع مایع ها و محلول ها

استفاده می شود.



ظرف پتری

این ظرف پلاستیکی و برای مشاهده نمونه های زنده با میکروسکوپ مناسب است.



بوته چینی یا کروزه چینی (Crucible)

ابزاری آزمایشگاهی است که برای حرارت دادن مواد تا دماهای بالا (بیش از ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد) ساخته شده است. این ابزار می‌تواند

چینی، گرافیتی و سفالی باشد. از این ابزار برای تعیین آب تبلور نمک‌ها، ذوب مواد با دمای ذوب بالا و همچنین در شیمی تجزیه برای

خشک کردن و یا پخت مواد در کوره استفاده می‌شود.



هاون چینی:

برای سائیدن - خرد کردن مواد جامد شیمیائی و مخلوط کردن به کار می‌رود. برای نرم کردن اجسام سخت نخست باید آن‌ها

را از وسط با چکش خرد کرد در ضمن دسته هاون نباید به طور عمود بر جسم وارد شود.



(Dropper) قطره چکان

و سیله ای شیشه ای یا پلاستیکی است که یک طرف آن دارای حباب لاستیکی قابل ارتعاج و طرف دیگر آن یک میله شیشه ای (یا

پلاستیکی) با نوک بسیار باریک است . معمولاً از قطره چکان برای ریختن معرفه ها (فل فتالین ، تورنسل ، هلیاتین) و یا برداشتن محلول

هایی که بخار سمی تولید می کنند و یا محلول هایی که احتمال خطر آنها هنگام ریختن به دست و لباس زیاد است استفاده می کنند .

در ظرف های قطره چکانی تیره رنگ ، معمولاً باید موادی را ریخت که در اثر جذب نور تجزیه و یا تغییر می کنند .

شیشه قطره چکان (Dropper Bottle)

از این وسیله بیشتر برای اضافه نمودن چند قطره از معرفه های شیمیایی و یا محلول های غلیظ به مواد و یا محلول های دیگر استفاده می شود که

این وسیله از دو قسمت بطری و سر مخصوص تشکیل شده و برخی از انواع آن تیره رنگ می باشد که برای نگهداری محلولها و معرفه های

حساس به نور است و نیز از نظر سر مخصوص هم دارای دو نوع شیشه ای و لاستیکی است که استفاده از نوع تمام شیشه ای آن در

آزمایشگاه های شیمی رایج تر است .



پیپت (Pipettes)

به منظور برداشتن اندازه^۱ دقیقی از مایع در آزمایشگاه از آن استفاده می شود. این وسیله معمولاً از شیشه ساخته می شود و نمی

تواند در معرض شعله مستقیم قرار گیرد. پیپت ها معمولاً در دو نوع پیپت مدرج و پیپت حباب دار ساخته می شوند.

پیپت مدرج یک لوله شیشه ای صاف می باشد که یک انتهای آن نازک تر است. در این نوع پیپت بدنه وسیله بر حسب حجم های

مختلف مدرج شده است. در این نوع پیپت می توان حجم های مختلف و دلخواه را بر اساس ظرفیت پیپت برداشت. پیپت حباب دار

از یک لوله صاف که در میانه آن یک حباب وجود دارد تشکیل شده است و در قسمت بالای آن یک خط نشانه وجود دارد. در این نوع پیپت برخلاف پیپت مدرج فقط مقدار حجم معین تعیین شده روی ابزار قابل برداشتن است.



پوآر (یا پیپت پرسن)

این ابزار که در انتهای لوله پیپت بسته می شود با ایجاد خلاء در داخل پیپت مایعات را به داخل آن می کشد.



آبغشان (پیست) (Wash bottle)

طرف محتوی آب مقطر است برای شستشوی رسوب یا اضافه کردن آب مقطر به کار می رود.



چراغ الکلی

چراغ کار آزمایشگاه است با حرارت کمتر استفاده می شود. برای خاموش کردن چراغ الکلی کافی است در پوش راروی شعله قرار داد.



چراغ بونزن (Bunsen burner)

یکی از ابزار های آزمایشگاهی است که به عنوان منع تولید حرارت و انرژی گرمایی در آزمایشگاهها از آن استفاده می شود. در این وسیله معمولاً از گاز شهری که حاوی هیدروکربن مтан است و یا گاز کپسول که از هیدروکربنهای پروپان و بوتان تشکیل شده، به عنوان سوخت استفاده می شود.



سه پایه فلزی و توری نسوز

توری نسوز وسیله ای مشبک فلزی که قسمت وسط آن روکشی نسوز دارد و روی سه پایه قرار گرفته تا حرارت مستقیم به وسائل نرسد و حرارت پخش شود.



قیف جدا کننده (بوخنر)

وسیله‌ای است که مایعات را بر اساس شاخص چگالی از هم جدا می‌کند مثلاً اگر مخلوط یک ماده آلبی و آب را که با هم قابل اختلاط نیستند در مخزن این وسیله بریزیم بر حسب چگالی، مواد در داخل این ظرف تفکیک می‌شود و ماده با چگالی بالاتر در زیر قرار می‌گیرد و وقتی شیر زیر ظرف را باز کنیم مایعی که دارای چگالی بالاتر است و در زیر قرار گرفته، از دستگاه خارج می‌گردد تا اینکه به مرز جدایی مایعات برسد، دو مایع مخلوط را از هم جدا می‌کند.



ذره‌بین

ابزاری است که از آن برای دیدن اشیای ریز استفاده می‌شود. بخش اصلی ذره‌بین از یک عدسی همگرا درست شده است که عمل بزرگنمایی را انجام می‌دهد. یک عدسی همگرا معمولاً از دو سو یا یک سو کوثر (محدب) است. یک قاب دسته‌دار، عدسی ذره‌بین را

نگاه می دارد. برای استفاده از ذره بین به منظور بزرگ نمایی اجسام، باید آن را آنقدر به جسم نزدیک کرد که جسم در فاصله‌ی کانونی عدسی قرار بگیرد.

«فاصله‌ی کانونی» نامی است که به حد فاصل سطح عدسی تا نقطه‌ی کانونی آن اطلاق می شود.

با قرار دادن ذره بین در آفتاب، پرتوها در نقطه‌ی کانونی عدسی جمع می شوند. اگر در این حالت جسم غیر براقی را در نقطه‌ی کانونی

بگذارید، گرمای زیادی تولید می شود و می تواند جسم غیر براق را بسوزاند. این عمل را می توان بر روی کاغذ یا اجسام غیر براق دیگر

آزمود.



عدسی، یا لنز

از ابزارهای نوری است که تقارن محوری دارد و نور را عبور می دهد و می شکند.

عدسی ها از ماده های شفاف مانند شیشه و پلاستیک ساخته می شوند. عینک طبی و ذره بین

و لنز دوربین های عکاسی و چشمی همه با عدسی ساخته شده است. عدسی از نظر شیوه


شکست نور در آن به دو دسته عدسی همگرا و عدسی واگرا تقسیم می شود.

عدسی واگرا (مقعر)


گونه‌ای عدسی است که پرتوهای تاییده شده به رویهٔ خود را در همان سمت در نقطه‌ای به نام نقطه کانونی بازتاب داده و سپس در

سمت دیگر عدسی، آنها را از هم می‌پراکند و اگرایی نور روی می‌دهد دو لبه بالایی و پایینی عدسی واگرا (مقعر)، پهن‌تر و

میانهٔ آن باریک‌تر است. عدسی مقعر وارونهٔ عدسی محدب کار می‌کند.



واگرایی نور در عدسی واگرای واقعی




عدسی همگرا (محدب)


گونه‌ای از عدسی است که پرتوهای تایید شده به رویهٔ خود را در سمت دیگر خود در نقطه‌ای به نام نقطه کانونی

تمرکز نموده و پدیده همگرایی نور را باعث می‌شود.

دو لبهٔ بالایی و پایینی این عدسی‌ها نازک، و میانهٔ آنها پهن‌تر است. عدسی واگرا وارونهٔ عدسی محدب کار می‌کند.



همگرایی نور در عدسی همگرای واقعی



آینهٔ کوژ (محدب)

آینه‌ای کروی است که بخش درونی آن نقره‌ای شده و بخش بیرونی آن که برآمده است، صیقلی و بازتابندهٔ نور است.

تصویر در آینهٔ کوز ویژگی‌های زیر را دارد:

- مجازی

- کوچک‌تر

در پشت آینه (چون مجاز است)

کانون آینه کوز:

اگر چند پرتو، موازی محور اصلی به آینه کوز بتابد، ادامهٔ پرتوهای بازتاب در پشت آینه، از نقطه‌ای به نام کانون می‌گذرد. کانون در آینه کوز مجاز است.


پرتوهای بازتاب در آینهٔ کوز:

اگر پرتو تابش موازی محور اصلی بتابد، ادامه بازتاب پشت آینه از کانون می‌گذرد.

- اگر پرتو تابش در راستای کانون بتابد، پرتوی بازتاب، موازی محور اصلی می‌شود.

اگر پرتو تابش در امتداد مرکز آینه بتابد، روی خودش باز می‌تابد.

کاربردها: آینه خودرو‌ها - پیچ جاده‌ها - آرایشگاه



آینه کاو:

آینه‌ای کروی است که بخش بیرونی آن نقره‌ای شده و بخش داخلی آن که فرو رفته است،

صیقلی و بازتابندهٔ نور است. در آینه‌های کاو سطح داخلی یک بازتاب دهندهٔ نور است، همچنین

پرتوهای بازتاب شده از یک آینه همگراتر از پرتوهای تابیده شده است.

در این آینه‌ها بسته به آنکه جسم در چه فاصله‌ای از آینه باشد ۶ نوع تصویر مختلف به وجود

می‌آید:

۱- اگر جسم در فاصله کانونی باشد تصویری بزرگتر و مجازی و مستقیم تشکیل می‌شود. در اینه‌های دندانپزشکی از این حالت استفاده می‌شود.


۲- اگر جسم بر روی کانون اصلی قرار داشته باشد تصویر در فاصله دور تشکیل شده و واضح نیست.

۳- اگر جسم بین کانون و مرکز باشد تصویر بزرگتر و وارونه و حقیقی خارج از مرکز اینه تشکیل می‌شود.

۴- اگر جسم روی مرکز باشد تصویر هم روی مرکز تشکیل می‌شود در این حالت تصویر هم اندازه خود جسم است و وارونه نیز می‌باشد.

۵- اگر جسم خارج از مرکز باشد تصویر حقیقی و وارونه و کوچکتر بین مرکز و کانون تشکیل می‌شود.

۶- اگر جسم در فاصله دور باشد تصویر حقیقی و وارونه و کوچکتر روی کانون اصلی تشکیل خواهد شد.




منشور یا شوشه

جسمی است از جنس بلور یا جنسی دیگر که نور پس از عبور از آن تجزیه می‌شود. از نگاهی دیگر، منشور محیط شفافی است که به

دو سطح صاف و شفاف غیر موازی ختم می‌گردد که از یک طرف همدیگر را قطع نموده، تشکیل رأس منشور را می‌دهند و در طرف

دیگر قاعده^۰ منشور را می‌سازند. منشور از اصطلاحات معروف هندسه است.




دستگاهی است که برای دیدن اجسام خیلی کوچک بکار می‌رود و می‌توان تصویری بسیار بزرگتر و با جزئیات بیشتر از جسم مورد نظر،

بدست آورده. یک میکروسکوپ ساده از دو عدسی همگرا (محدب) تشکیل می‌شود که ممکن است هر کدام ترکیبی از چند عدسی باشد،

ولی مانند یک عدسی همگرا عمل می‌کند.

ساختمان درونی میکروسکوپ




عدسی چشمی



عدسی چشمی

عدسی شیئی



اجزای میکروسکوپ نوری

۱- اجزای نوری: اجزای نوری عمدتاً مشتمل بر منبع غذیه نور و قطعات مرتبط با آن میباشد، از قبیل لامپ با ولتاژ ۲۰ وات، فیلتر

تصحیح نور و کندانسور شامل بر پنج قطعه است که نور را تصحیح کرده و بر روی نمونه یا شیء مورد بررسی متوجه می‌کند.

میکند:

- ۱- فیلتر رنگی (تصحیح نور) ۲- دیافراگم که حجم نور را تنظیم میکند

- ۳- دو عدد عدسی محدب ۴- پیچ نگهدارنده کندانسور ۵- پیچ تنظیم دیافراگم

۲ - اجزای مکانیکی :

- پایه (Base) : کلیه قطعات میکروسکوپ بر روی پایه مستقر میباشد . در برخی از مدل های میکروسکوپ نوری منبع نور ، فیوز و

کابل برق در پایه تعییه میگردد.

- دسته (Handle) : جهت حمل و نقل میکروسکوپ از دسته استفاده میشود . نکته قابل توجه آنکه به هنگام جابجایی میکروسکوپ

آن را روی میز کار نمی کشیم.

٣ - لولہ میکروسکوپ (Barrel): مشتمل بر عدسی شیئی (Ocular lens) و عدسی چشمی (Objective lens) کے

با بزرگنمایی های مختلف طراحی می شوند. عدسی شیئی دارای بزرگنمایی های X ، $4X$ ، $10X$ ، $40X$ ، $60X$ و $100X$ و عدسی چشمی

دارای بزرگنمایی های X_{10} ، X_{15} ، X_{18} می باشد که بسته به نوع میکروسکوپ متفاوت است. عدسی شیئی معمولاً از چندین عدسی

محدب که در آن تعییه شده است تشکیل میگردد.

۴ - صفحه گردان یا متحرک (Revolver) : عدسیهای شیئی بر روی این صفحه قرار میگیرند و با چرخاندن آن موقعیت

عدسیهای شیئی تغییر میکند.

۵ - پیچ حرکات تند (Macrometrique) : این پیچ بر روی دسته تعییه شده است و باعث میگردد که صفحه پلاتین با

سرعت بیشتری در جهت عمودی جابجا شود.

۶ - پیچ حرکات کند (Micrometrique) : این پیچ بر روی پیچ حرکات تند قرار داد و صفحه پلاتین را در جهت

عمودی و در حد میکرون جابجا میکند.

۷ - صفحه پلاتین (Platine plate) : صفحه ای است که نمونه مورد نظر روی آن قرار میگیرد و در بعضی از

میکروسکوپ ها در جهت طول و عرض دارای دو خط کش مدرج می باشد که جهت ثبت و یادداشت مکان یک نمونه خاص بکار میروند.

۸ - پیچ طول و عرض : این پیچ زیر صفحه پلاتین قرار دارد که آن را در جهت طول و عرض جابجا می کند.

چگونگی محاسبه بزرگنمائی یک میکروسکوپ:

از حاصل ضرب بزرگنمائی عدسی شیئی در بزرگنمائی عدسی چشمی به دست می آید.

تنظیم میکروسکوپ

الف) میکروسکوپ را طوری روی میز قراردهید که بازوی آن به سمت شما و صفحه آن به سمت مقابل شما باشد.

ب) صفحه گردن را بچرخانید و عدسی ضعیفی را که کوتاه تر است و کوچکترین عدد (بزرگنمایی) روی آن نوشته شده است در

امتداد لوله میکروسکوپ قراردهید ضمناً به صدای جا افتادن عدسی توجه کنید.

ج) از عدسی چشمی به داخل میکروسکوپ نگاه کنید و نور آن را تنظیم کنید . برای کم وزیاد کردن نور می توانید روزنه دیافراگم را

آن قدر تغییر دهید تا میدان دید روشن و واضح شود ولی نور شدید و زننده نباشد.

د) نمونه میکروسکوپی آمده شده را در زیر میکروسکوپ بگذارید این نمونه در روی صفحه میکروسکوپ و در زیر گیره هایی آن

قرار دهید به طوری که نور در لوله میکروسکوپ بیفتد و میدان دید شما را کاملاً روشن کند.

و) در حالی که از پهلو به میکروسکوپ نگاه می کنید با پیچ بزرگ تنظیم لوله میکروسکوپ را آن قدر پایین بیاورید تا عدسی ضعیف


تقریباً به یک سانتی متر سطح لام برسد.

ه) از عدسی چشمی به درون لوله میکروسکوپ نگاه کنید و پیچ بزرگ تنظیم را آهسته بچرخانید تا حروف به وضوح مشاهده گردند.

ر) برای عوض کردن عدسی ضعیف و مشاهده با عدسی قوی ، صفحه گردان را بچرخانید تا عدسی قوی در امتداد لوله میکروسکوپ

قرار گیرد . برای جلوگیری از برخورد عدسی قوی با سطح لام ، ابتدا لوله میکروسکوپ را کمی بالا بیاورید و سپس عدسی قوی را به

جای عدسی ضعیف قرار دهید و میزان کنید.





آماده کردن نمونه میکروسکوپی

جسمی با میکروسکوپ قابل مشاهده است که نور بتواند از آن عبور کند و از عدسی ها گذشته به چشم برسد به علاوه این جسم باید آن

قدر نازک باشد که جزئیات ساختاری آن به وضوح دیده شود . از این رو برای مشاهده و بررسی جاندار بسیار کوچک یا قسمتی از بدن

جانوران و گیاهانی با "روشهای ویژه تهیه برش ها " (از قلیل برش گیر دستی و میکروتومی که به کمک آن مقاطع بسیار نازکی از یک

اندام یا بافت تهیه می کنند ، روش ثابت کردن و رنگ آمیزی) برش بسیار نازکی از جسم تهیه می کنند که اصطلاحاً آنها را نمونه

میکروسکوپی می گویند . جسمی را که می خواهند در زیر میکروسکوپ مشاهده کنند روی یک تیغه ی

شیشه ای نازک (لام) یا اسلاید

قرار می دهند و روی آن را با تیغه دیگری به نام لامل می پوشانند.

طرز نگه داشتن لام و لامل

همیشه لبه لام و لامل را در دست می گیرند و از تماس انگشتان با سطح آنها خودداری می شود.

اکنون برای شروع کاربا میکروسکوپ می توانید یک نمونه میکروسکوپی ساده را به طریق زیر تهیه کنید.

الف) لام تمیزی را روی میز قرار دهید و با قطره چکانی یک قطره آب در وسط آن بچکانید.

ب) قطعه بسیار کوچکی (به اندازه یک سانتی متر مربع) از کاغذ روزنامه ببرید و آن را با پنس روی یک قطره آب وسط لام قرار دهید و چند لحظه صبر کنید تا کاغذ خوب خیس شود.

ج) لاملی را بر دارید و یک لبه آن را با زاویه حدود ۴۵ درجه روی لام تکیه دهید و سپس آن را با نوک سوزن به آرامی پایین بیاورید تا کاغذ را پوشاند.

با این عمل از تشکیل حباب هوا بین لام و لام جلوگیری می شود.

نکات مهم :

- (۱) هیچگاه نوک عدسی را بر روی لام فشار نیاورد.
- (۲) بعد از خاموش کردن میکروسکوپ حداقل ۱۰ دقیقه از حرکت دادن دستگاه اجتناب کنید.
- (۳) قبل از استفاده از میکروسکوپ به تمیز بودن عدسیها مطمئن شوید.
- (۴) از استفاده کردن دستمال کاغذی جهت تمیز کردن لنزها پرهیز نمایید.
- (۵) همواره برای دیدن نمونه ها از عدسیهای با شماره ضعیف به سمت عدسیهای قوی بروید.
- (۶) در هنگام استفاده از عدسیهای با قدرت بالا به همان نسبت شدت نور میکروسکوپ را بالا ببرید.
- (۷) در هنگام قراردادن اسلاید در میکروسکوپ و برداشتن آن از میکروسکوپ توجه داشته باشید که عدسیهای در تماس با اسلاید نباشند.



قرقه

چرخی است که در لبه‌های خود شیاری دارد برای نگهداشتن طناب یا کابل. قرقه از ماشین‌های ساده است و معمولاً برای کاهش

نیروی لازم برای کشیدن یا بلند کردن بارها طراحی می‌شوند.

شخصی می‌خواهد وزنه فوق العاده سنگینی را نه از راه پله بلکه از طریق پنجره ساختمان به داخل ساختمان انتقال دهد. او برای این کار

از طناب و قرقه استفاده می‌کند. این وسایل باعث می‌شوند که وزنه با نیروی کمتر از وزن خود بالا کشیده شود. این کار چگونه عملی

می‌شود؟

ابتدا جسم سنگینی را در نظر بگیرید که از دو طناب آویزان شده است. در این مجموعه نیروی رو به بالا وارد بر جسم برابر کشش

طنابها است و مجموع کشش طنابها بر اساس شرط تعادل نیروها باید برابر وزن جسم باشد. اگر وزنه و سیستم آویخته آن متقارن باشد،

کشش هر طناب برابر نصف وزن جسم خواهد بود.



آهن ربا

به اشیایی که میدان مغناطیسی تولید کنند، آهن ربا گفته می‌شود. آهن ربا معمولاً از آهن یا فولاد ساخته می‌شود. البته سنگ‌هایی

نیز وجود دارند که خاصیت مغناطیسی دارند. دو سر آهن ربا قویترین جاذبه را در خود دارد. آنها را قطب‌های شمال و جنوب

آهن ربا می‌نامند.




برای تعیین قطب‌های آهن ربا، مطابق شکل آهن ربا میله‌ای را با رشته نخی به گونه‌ای آویزان می‌کنیم که بتواند به طور افقی آزادانه

حرکت کند. در این حالت، آهن ربا مولکول‌هایش را متناسب با میدان مغناطیسی زمین مرتب می‌کند.

یک سر مغناطیسی که در جهت قطب شمال زمین قرار می‌گیرد قطب شمال یا (North)N و انتهای دیگر آن قطب جنوب


یا (south)S نام‌گذاری می‌شود.




میدان مغناطیسی اطراف یک آهنربای نامرئی است. اما با استفاده از براده‌های آهن می‌توان تصاویر جالب از آن بدست آورد. اغلب پدیده‌ها در فیزیک بطور مستقیم مشاهده نیستند اما با ترفندهایی می‌توان اثرات آنها را آشکار کرد.

یک آهنربای میله‌ای را روی میز چوبی قرار میدهیم. سپس عقربه مغناطیسی را در نقاط مختلف در کنار آهنربای قرار میدهیم. هر سمتی که قطب N عقربه مغناطیسی نشان دهد، جهت میدان مغناطیسی در آن نقطه خواهد بود. **[عنه]:** جهت میدان مغناطیسی در هر نقطه همجهت است با قطب N عقربه مغناطیسی در همان نقطه.

اگر خطوط میدان مغناطیسی را رسم کنید همیشه در بیرون آهنربا جهت میدان از قطب N خارج شده و به قطب S وارد میشود.






موتور الکتریکی

موتورهای الکتریکی تقریباً همه جا هستند! داخل وسایل برقی خانه شما، مثل آب میوه گیری - یخچال - ماشین لباسشویی - ضبط صوت - سشوار و دهها وسیله دیگر از این موتورها استفاده شده است.

اجزاء موتورهای الکتریکی :


یک موتور ساده از ۶ بخش تشکیل شده است :

- آرمیچر
- ذغال هادی
- سوئیچ تغییر دهنده جهت برق
- محور



آهن ربا نعلی


الکترومغناطیس بخش مهم یک موتور الکتریکی به حساب می‌رود. شما می‌توانید با پیچیدن ۱۰۰ دور سیم حول یک میخ و اتصال آن به یک باتری یک الکترومغناطیس درست کنید. در این صورت طبق قوانین فیزیک، میخ تبدیل به آهن ربا می‌شود، آن سر میخ که به مثبت باتری وصل شده قطب S و طرف دیگر به قطب N تبدیل می‌شود.



حال اگر این الکترومغناطیس را روی محوری بین آهن ربا نعلی شکل طوری قرار دهیم که قطب‌های همانام روبروی هم باشند، (چون قطب‌های همانام همدیگر را دفع می‌کنند) این الکترومغناطیس حول محور خود، یک نیم دور می‌چرخد تا قطب‌های غیر


همنام روپرتوی هم قرار گیرند. حال اگر بتوانیم کاری کنیم که دائماً قطب های + و - متصل به باطری عوض شود ، الکترومغناطیس هم مدام دور محور خود خواهد چرخید.

در موتورهای الکتریکی پیشرفته تر، آرمیچر جای میخ مثال بالا عمل می کند. آرمیچر، الکترومغناطیسی است که با پیچاندن سیم حول دو یا چند میله فلزی، ساخته می شود. سیم پیچی در آرمیچر طوری ساخته شده است که حول محور عمودی قطع شود.



پرسکوپ پیرابین: Periscope

وسیله ای است برای دیدن اشیائی که بالاتر از سطح چشم ناظرند (مثلاً در زیر دریائی) یا طوری قرار دارند که دیدن مستقیم آنها میسر نیست. این وسیله از لوله بلندی تشکیل شده که در هر سر آن یک آینه با یک منشور قائم الزاویه متساوی الساقین قرار دارد. دستگاه پرسکوپ اسبابی برای دیدن اشیائی که بالای سطح دید چشم ناظر هستند، یا چنان قرار گرفته باشند که چیزی مانع دید مستقیم آنهاست اساساً تشکیل یافته است از یک لوله دراز، که در هر یک از دو سر کلی آن منشوری راست گوشه چنان قرار داده شده است که نور در اثر تابش کلی درونی از روی وجه بزرگتر آنها با زاویه 90° در هر منشور منحرف می شود، بنابراین نور از شیئی مورد نظر در راستای موازی با راستای اولیه (تابش از) شیئی ولی پائین تر وارد چشم ناظر می شود.



(زیبایین) (Kaleidoscope)

این نوع آینه از سه نوع آینه تخت که یک مثلث متساوی الاضلاع را تشکیل می دهد که هردو ضلع آن از زاویه ۶۰ درجه ساخته شده و تصویری که از جسم داریم، به دلیل بازتابش نور بی نهایت می باشد و بر خلاف نامش تصاویر را زیبا نشان نمی دهد.

با قرار دادن آینه ها با زاویه ۴۵ درجه، هشت تصویر تکراری از یک جسم پدید می آید، شش تصویر در ۶۰ درجه و چهار در ۹۰ درجه. با چرخاندن لوله زیبایین، روی هم افتادن تصاویر رنگی باعث نمایاندن الگوها و رنگ های متنوعی به چشم بیننده می شود.



دیاپازون

دیاپازون را می توان یک میله ای دانست که از وسط خم شده است و با دو میله ای که یک سر هر یک از آنها آزاد و سر دیگر هر دو در یک گیره مشترک قرار گرفته باشد. البته گیرنده مشترک در اینجا همان دسته دیاپازون است دیاپازون از یک فلزی دوشاخه ای درست می شود که انتهای آنها بر هم کوپل می شود اگر ضربه ای به یکی از شاخه ها بزنیم هوای داخل آنرا متراکم می کند و چون ته دیاپازون کوپل شده (بسته) است، دیاپازون بصورت یک لوله صوتی بسته عمل می کند و فیزیک امواج در رفت و برگشت به صورت امواج ساکن ظاهر می شوند که در حالت تشدید نوسانات صدای صوت آنرا می شنویم.



کاغذ

از واژه **PH** Potential of hydrogen گرفته شده و بیانگر مقیاسی از میزان اسیدی یا قلیایی (بازی) بودن می‌باشد. برای شناسایی خاصیت اسیدی و قلیایی مواد بکار می‌رود و هرچه رنگ کاغذ به قرمز متغیر شود اسیدی تر و هر چه آبی تر خاصیت قلیایی دارد در محدوده ۰ تا ۱۴ می‌باشد. موادی که پی اچ برابر ۷ دارند خنثی می‌باشند یعنی نه خاصیت اسیدی دارند و نه خاصیت قلیایی. موادی که پی اچ آنها به صفر نزدیک می‌باشد خاصیت اسیدی ماده بیشتر می‌شود. و هر چه پی اچ به ۱۴ نزدیک میشود خاصیت قلیایی بیشتر می‌شود.



نیرو سنج

نیرو سنجی که در اینجا معرفی می شود بر اساس قانون هوک کار می کند. قانون هوک در مورد فر ها بیان می شود و این گونه است: اگر بر فری نیرو اعمال شود به شرط این که نیرو خارج از حد کشسانی فر نباشد و موجب خراب شدن آن نشود، این نیرو با میزان افزایش یا کاهش طول فر متناسب است و در مورد هر فر ضریب ثابتی به نام ضریب سختی فر تعریف می شود: اگر نیروی اعمال شده را با F و میزان تغییر طول را با X و ضریب سختی را با K نشان دهیم، قانون هوک به صورت زیر بیان می شود:

F=K.X



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.