

**برای افزایش طول عمر روکش شفت گاستروسکوپ ها و کولونوسکوپ ها،**

**خواهشمند است در همان لحظه ای که شفت از دهان یا مقعد خارج میشود، با یک گاز آغشته**

**به محلول مخصوص یا مایع دستشویی رقیق شده روی آن بکشید و سپس نظافت آن را انجام دهید، زیرا**

**پروتئین نشسته روی شفت بعد از برخورد با آب واکنش داده و باعث خوردگی روکش شفت ها میشود.**