

سلام دوستان ، خسته نباشید ، یک سری اشکالاتی بود که لازم هست بهشون اشاره بشه :

* Glucose O/F:

دقت کنید که توی این آزمایش رنگ زرد به معنای اسیدی تر شدن محیط و رنگ آبی به معنای بازی تر شدن محیطه .

تفسیر این تست به این صورته که :

- آگه هر دو لوله تغییر رنگ دادن و زرد شدن به این معنیه که باکتری گلوکز رو تخمیر می کنه .
(فرمنتاتیو)

- آگه فقط لوله ای که بدون روغنه (محیط هوازی) ، تغییر رنگ بده به این معنیه که باکتری گلوکز رو با تنفس هوازی متابولیزه می کنه . (اکسیداتیو)

- پاسخ منفی زمانی تولید می شه که یا هیچ کدوم از دوتا لوله تغییر رنگ نندن و سبز بمونن یا هم که محیط بی هوازی سبز بمونه و محیط هوازی در قسمت بالایی دچار تغییر رنگ به آبی بشه و بقیه ی قسمتاش سبز بمونه ؛ که تو حالت اول به این معناس که باکتری گلوکز رو به هیچ صورتی نمی تونه استفاده کنه (Nonsacchrolytic) و حالت دوم به این معناس که باکتری با مصرف پیتون در محیط هوازی و آزاد کردن فرآورده های آمینی باعث بازی شدن محیط و تغییر رنگ اون به آبی شده .

* علاوه بر این نکته تو نسخه های کرک شده و غیر رسمی فیلم (دی) به تعداد اشکالاتی وجود داره که به این صورت هستن :

۱- تو تست باسیترا سین به اشتباه به اندازه اشاره شده که غلطه و همونطور که بعدا هم توی فیلم گفته شده این اندازه ها مال تست اپتوچینه .

۲- توی IMViC مربوط به E.Coli به اشتباه تو آزمایش KIA گفته شده که H2S مثبت در حالی

که اشتباهه (این اشتباه شدیداً ناشی از بی تجربگی می باشد !!!!)

۳- تمام اشکالات از این ورژن به بعد اصلاح شده .

می تونید از کانکس آقای صادقی (که به صورت یک سی دی هستش) و یا از آقای زهدی و من

(تو فلش تحویل بگیرین).